SCHLAF & ATMUNG

ApoFresh® Gute Nacht Nasenstrips

Zur Unterstützung der Nasenatmung in der Nacht, ohne Wirkstoff

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Anwendung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Anwendung und zu Ihrer Sicherheit. Bewahren Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie sie später noch einmal lesen.

Produktbeschreibung

ApoFresh® Gute Nacht Nasenstrips sind für die äußere Anwendung auf dem Nasenrücken bestimmt. Sie heben die Nasenflügel sanft an und erleichtern so die Nasenatmung, besonders bei verstopfter Nase.

Eigenschaften

- Unterstützt die Nasenatmung in der Nacht
- Kann das Gefühl einer verstopften Nase durch mechanisches Anheben der Nasenflügel lindern
- Angenehm zu tragen und leicht zu entfernen
- Rein mechanisch, ohne Wirkstoff

Wirkweise

Die Nasenstrips bestehen aus flexiblem Material. Auf den Nasenrücken geklebt, üben sie einen sanften Zug aus und heben die Nasenflügel leicht an. So wird die Nasenatmung auf mechanische Weise erleichtert.

AUF EINEN BLICK

Inhalt
50 einzeln verpackte Nasenstrips

Stripmaße
66 × 19 mm

Tragezeit
höchstens 12 Stunden

Geeignet
ab 5 Jahren

Materialien
Spunlace-Vliesstoff, elastische Streifen, hautfreundlicher Heißschmelzkleber, Trägerfolie aus Silikonpapier

Wirkstoff
ohne Wirkstoff

Anwendung

1. **Nase vorbereiten**
   Reinigen Sie den Nasenrücken gründlich von Öl, Schweiß und Make-up und trocknen Sie die Haut vollständig ab.
2. **Schutzfolie abziehen**
   Entfernen Sie die Schutzfolie vom Strip.
3. **Aufkleben**
   Platzieren Sie den Strip mittig auf dem Nasenrücken, oberhalb der Nasenlöcher, und drücken Sie beide Enden sanft an, bis er gut haftet.
4. **Tragezeit beachten**
   Tragen Sie den Strip höchstens 12 Stunden.
5. **Entfernen**
   Feuchten Sie den Strip leicht mit warmem Wasser an, heben Sie die Enden an und ziehen Sie ihn vorsichtig ab.

⚠ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwenden

- auf verletzter, gereizter oder entzündeter Haut
- bei starkem Schwitzen
- bei Kindern unter 5 Jahren

Anwendung abbrechen

- bei Hautausschlag oder allergischen Reaktionen, gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen

Bitte beachten

- Nur zur äußeren Anwendung
- Nur für den Einmalgebrauch
- Nicht länger als 12 Stunden pro Anwendung tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Schnarchen mit Atemaussetzern, starke Tagesmüdigkeit oder eine anhaltend verstopfte Nase bitte ärztlich abklären lassen

Aufbewahrung

- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwenden

Entsorgung

- Nach Gebrauch im Restmüll entsorgen
- Nicht verbrennen

HERSTELLER
Anhui Xuanwuyan Pharmaceutical Co., Ltd.
Building 3, 10 meters south of the intersection of Xingyuan Rd & Keji Rd, Xingtang Subdistrict Office, Linquan County, Fuyang City, Anhui Province, China
E-Mail: hong@xwypharma.com

EU-BEVOLLMÄCHTIGTER
Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55, 1D, 28039 Madrid, Spanien
E-Mail: leis@riomavix.com ·
Tel.: +34 658 396 230
SRN: ES-AR-000001202

IMPORT UND VERTRIEB
Atrium Healthcare GmbH
Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf
ApoFresh® ist eine Marke der Atrium Healthcare GmbH

CE MD UDI 697008185XWY07RD

Gebrauchsanweisung beachten · Vor Sonnenlicht schützen · Vor Nässe schützen · Nicht wiederverwenden · Nicht steril

Stand der Information: 10/2026